

QuadroPod® System



QP B
Q LEG A2840 SET



QP C
Q LEG A2840 SET
CB 3



QP B
2 Q LEG C2830
2 Q LEG A1010 Mini



QP B
Q LEG A1010 Mini SET



QP C
Q LEG A2840 SET
ClassicBall CB 3
(Repro-Stellung /
Repro position)



QP V
Q LEG A2830 SET

QP V
3 Q LEG A2830



QP B
Q LEG A1830 Walk SET

QuadroPod®

Technische Angaben/Technical data

	Arbeitshöhen working heights	Gewicht weight
QuadroPod® Basic (QP B) mit Stativbeinen „Mini“ <i>QuadroPod® Basic (QP B) with legs „Mini“</i>	7 – 26 cm <i>2.8" – 10.2"</i>	1080 g <i>2.4 lbs</i>
QuadroPod® Basic (QP B) mit Stativbeinen Alu 3 Segmente <i>QuadroPod® Basic (QP B) with legs aluminum 3 segments</i>	10 – 155 cm <i>3.9" – 61"</i>	2780 g <i>6.1 lbs</i>
QuadroPod® Basic (QP B) mit Stativbeinen Alu 4 Segmente <i>QuadroPod® Basic (QP B) with legs aluminium 4 segments</i>	10 – 155 cm <i>3.9" – 61"</i>	2900 g <i>6.4 lbs</i>
QuadroPod® Basic (QP B) mit Stativbeinen Carbon 3 Segmente <i>QuadroPod® Basic (QP B) with legs carbon 3 segments</i>	10 – 155 cm <i>3.9" – 61"</i>	2460 g <i>5.4 lbs</i>
QuadroPod® Basic (QP B) mit Stativbeinen Carbon 4 Segmente <i>QuadroPod® Basic (QP B) with legs carbon 4 segments</i>	10 – 155 cm <i>3.9" – 61"</i>	2560 g <i>5.7 lbs</i>

Bei der Version mit Mittelsäule (QP C) erhöht sich die maximale Arbeitshöhe um 27 cm auf 182 cm, das Gewicht um jeweils 200 g.
When using the version with centre column (QP C), the maximum working height is increased 10.6" to 71.6", the weight of each tripod is 0.44 lbs more then.

Bei der Version „Variabel“ (QP V) erhöht sich das Gewicht um jeweils 150 g.
With the version „variable“ (QP V) the weight of each QuadroPod is increased 0.33 lbs.

QuadroPod® ist ein eingetragenes Markenzeichen der NOVOFLEX Präzisionstechnik GmbH.
QuadroPod® is registered as a trademark by NOVOFLEX Präzisionstechnik GmbH.

Order Code

Bezeichnung / Description

1. STATIVBASEN / BASES

QPB	QuadroPod Basic 860 g / 1.9 lbs
QPC	QuadroPod Basic mit Mittelsäule / with centre column 1060 g / 2.3 lbs
QPV	QuadroPod Variabel / Variable 1080 g / 2.4 lbs

2. STATIVBEINE / LEGS

QLEG A2830	QuadroLeg Aluminium 3 Segmente 480 g / 62 - 156 cm 1.1 lbs / 24.4" - 61.4"
QLEG A2840	QuadroLeg Aluminium 4 Segmente 510 g / 53,5 - 154 cm 1.2 lbs / 21.1" - 60.6"
QLEG C2830	QuadroLeg Carbon 3 Segmente 400 g / 62 - 156 cm 0.9 lbs / 24.4" - 61.4"
QLEG C2840	QuadroLeg Carbon 4 Segmente 425 g / 53,3 - 154 cm 1.0 lbs / 21.1" - 60.6"
QLEG A1010 Mini	QuadroLeg Mini 55 g / 20 cm 0.12 lbs / 7.9"
QLEG A1830 Walk	QuadroLeg Wanderstock / walking sticks 270 g / 65 - 145 cm 0.6 lbs / 25.6" - 57.1"

NOVOFLEX

Präzisionstechnik GmbH
Brahmsstraße 7
87700 Memmingen
Germany
phone +49 8331 88 888
fax +49 8331 47 174
mail@novoflex.de
www.novoflex.de

QuadroPod®

N
NOVOFLEX

*The **new** Camera Support System
of the fourth dimension*

Das **neue** Stativsystem
der vierten Dimension



DIE KÖPFE / THE BASES



QuadroPod Basic QP B
QuadroPod Basic QP B



QuadroPod mit Mittelsäule QP C
QuadroPod with center column QP C



QuadroPod Variabel QP V
QuadroPod variable QP V

DIE STATIVBEINE / THE LEGS



QuadroLeg, Carbon, 3 Segmente
QuadroLeg, carbon, 3 segments
QLEG C2830



QuadroLeg, Aluminium, 3 Segmente
QuadroLeg, aluminum, 3 segments
QLEG A2830



QuadroLeg, Wanderstock
QuadroLeg, walking stick
QLEG A1830 Walk



QuadroLeg, Mini
QuadroLeg, mini
QLEG A1010 Mini



4 St. QuadroLeg, Carbon, 3 Segmente
4 pcs. QuadroLeg, carbon, 3 segments
QLEG C2830 SET



4 St. QuadroLeg, Aluminium, 3 Segmente
4 pcs. QuadroLeg, aluminum, 3 segments
QLEG A2830 SET



4 St. QuadroLeg, Wanderstock
4 pcs. QuadroLeg, walking stick
QLEG A1830 Walk SET



4 St. QuadroLeg, Mini
4 pcs. QuadroLeg, mini
QLEG A1010 Mini SET



QuadroLeg, Carbon, 4 Segmente
QuadroLeg, carbon, 4 segments
QLEG C2840



QuadroLeg, Aluminium, 4 Segmente
QuadroLeg, aluminum, 4 segments
QLEG A2840



4 St. QuadroLeg, Carbon, 4 Segmente
4 pcs. QuadroLeg, carbon, 4 segments
QLEG C2840 SET



4 St. QuadroLeg, Aluminium, 4 Segmente
4 pcs. QuadroLeg, aluminum, 4 segments
QLEG A2840 SET

QuadroPod® System

Diese Broschüre hilft Ihnen, das QuadroPod genau nach den individuellen Anforderungen zusammenzustellen.

This brochure helps you to select the proper QuadroPod accessories depending on the individual demands.



MONOPOD



Einbein-Stativauflauf für QLEG
Monopod plate for QLEG
QP MONO

Aufbaubeispiel / Example:
QLEG C2840
QP MONO
BALL 30

ZUBEHÖR



1/4" Verbindungsstück
1/4" connector
QP RED 1/4"



Große Klemme
Big Clamp
KLEMMME



Halteklemme
Mini Clamp
KLAMMER



Klemmstativ 42 mm Spannweite
Clamp mount 1.65"
UNIKLEM 42



Kugelneiger mit Aufgabeteller
Small ball head with plate
BALL 19



Kugelneiger mit Blitzschuh
Small ball head with flash-shoe
NEIGER 19



Saugstativ
Suction pod
SP



Saugstativ + BALL 19
Suction pod + BALL 19
SP STATIV



Verbindungsknopf f. QLEG Fuß M 10 / 1/4"
Connector for QLEG bottom M 10 / 1/4"
QP RED M 10



Stange 15 cm oder 30 cm
Extension rod 5.9" oder 11.8"
STA 15 | STA 30



Kurzer flexibler Arm 26 cm
short flexible arm 10.2"
ARM-K



Flexibler Arm 45 cm
flexible arm 17.7"
ARM



Reprostange für QuadroPod
15 cm
Repro rod for QuadroPod 5.9"
MS-REPRO-VL

QP B
 2 QP RED 1/4"
 2 SP STATIV
 2 STA 15
 2 BALL 19
 2 UNIKLEM 42



QP B
 2 Q LEG C2840
 2 STA 30
 2 BALL 19
 2 UNIKLEM 42
 MagicBall MB 50



QP B
 Q LEG A1010 Mini SET
 ClassicBall CB 5
 CASTEL-Q
 Q=PLATE QPL 1



QP B
 2 Q LEG C2830
 2 STA 15
 2 BALL 19
 2 UNIKLEM 42
 ClassicBall CB 5



QP B
 Q LEG A2840 SET
 STA 30 + BALL 19 + KLAMMER
 ARM + NEIGER 19
 ARM + BALL 19 + KLEMMME
 MagicBall MB 50



QP B
 Q LEG C2840 SET
 QP RED M 10
 BALL 19
 UNIKLEM 42